




## UNGUATOR, nový druh míchačky na masti

Substance	Sudanská červeň	0,005 g
Masťový základ	Chladivá masť	ad 50,0 g
Doba míchání	7 min	1 min
Srovnání systémů	moždíř/těrka	UNGUATOR
Rozptyl	0,12	0,01
Odchylka	0,35	0,08
Rozpětí	1,33	0,33

Sudanská červeň	0,005 g
Alkohol.masť z vosku ovčí vlny	ad 50 g
11 min	2 min
moždíř/těrka	UNGUATOR
0,47	0,14
0,68	0,38
2,34	1,13

Riboflavin	0,005 g
Alkohol.masť z vosku ovčí vlny	ad 50 g
7 min	1 min
moždíř/těrka	UNGUATOR
0,11	0,03
0,33	0,17
1,23	0,65



0,01% substance v masťovém základu: v každém provdení 6 vzorků, odběr vzorku 50 mg v úsecích nahoře, ve středu, dole

### Srovnání výrobních metod:

Ruční = třenka metoda /masťový rajpšál/

X

UNGUATOR = Ung. míchací systém

Rozptyl, odchylka a rozpětí jsou parametry, které určují stupeň homogenity ve srovnání k ideální hodnotě 0.